



流路チップ接続治具


LiNAS-mini (ライナス-mini)

LiNAS-Mを使ってみたいけど予算が...。そんな方に朗報です！

チップ接続治具LiNAS-mini登場！！



LiNAS-M用流路チップ




- 👉 流路チップを差し込んでレバーでワンタッチセッティング
- 👉 流路チップの正確な位置決めで粒子製造の再現性良好
- 👉 シリンジポンプやプランジャーポンプなどお好きなポンプを接続可能
- 👉 LiNAS-M用流路チップすべてに対応

お好きなポンプに接続



チューブ接続例

シリンジポンプ



シリンジポンプ接続例

※ポンプ、回収容器、シリンジ、チューブはついていません
※使用例は1/16インチPTFEチューブ。

※チップおよびチップケースは別売りです。

お問合せ：ライラックファーマ株式会社
TEL: 011-575-5335, Mail: contact@lilacpharma.com

 Lilac pharma